

# CERTIFICAT D'IDENTITE GENETIQUE

(GENETIC IDENTITY CERTIFICATE)

**Mr Patrick RASSAT**  
 Les Arvernes Suisses  
 Mouteix  
 63490 SAUXILLANGES  
 FRANCE

Nom : **Thémis Déesse**  
 Affixe : **2 Deikowej Doliny**  
 Préfixe :  
 Race : **Bouvier Bernois**  
 N° d'identification : **985120021928397**  
 Sexe : **F**  
 Date de naissance : **22/06/06**  
 N° de pedigree : **PKR.II-89133**

Vétérinaire préleveur :  
**Dr Sébastien MIRKOVIC**  
 (Villars, 42390, France)  
 Date de prélèvement : **9/02/07**  
 N° de prélèvement : **137480**

## Empreinte génétique

AHT121	AHT137	AHT171	AHTk211	AHTk253	Amelogenin	CXX279	FH2054
<b>LN</b>	<b>PP</b>	<b>PP</b>	<b>JJ</b>	<b>LM</b>	<b>XX</b>	<b>JN</b>	<b>EF</b>
FH2848	INRA21	INU055	REN105L03	REN169D01	REN169O18	REN247M23	REN64E19
<b>MP</b>	<b>JN</b>	<b>LL</b>	<b>KK</b>	<b>OO</b>	<b>LL</b>	<b>KO</b>	<b>MM</b>

Certificat établi le 12/03/07 par :

**Dr Delphine DELATTRE**  
 Docteur en génétique



### SPECIFICATIONS DE L'EMPREINTE GENETIQUE

**PRECISION DE L'EMPREINTE GENETIQUE** : L'empreinte génétique est constituée de la combinaison allélique de 16 locus microsatellites polymorphes appartenant au panel ISAG 2006: AHT121, AHT137, AHT171, AHTk211, AHTk253, Amelogenin, CXX279, FH2054, FH2848, INRA21, INU055, REN105L03, REN169D01, REN169O18, REN247M23, REN64E19. À chaque locus microsatellite, le chien possède deux allèles symbolisés par une lettre (de A à Z). La présence éventuelle du symbole (-) indique que ce marqueur n'est pas amplifiable ou analysable chez ce chien (ce phénomène se produit parfois dans certaines races ou pour certains chiens; les autres marqueurs fournissent néanmoins suffisamment d'informations pour identifier le chien). La probabilité d'obtenir des empreintes génétiques différentes pour des individus pris au hasard dans la population est supérieure à 99% (à l'exception des vrais jumeaux pour lesquels les empreintes génétiques sont identiques). La comparaison de deux empreintes génétiques établies indépendamment permet de vérifier l'identité génétique d'un chien. La comparaison des empreintes génétiques entre des reproducteurs et des chiots permet de vérifier les parentés.

**FIABILITÉ DE L'EMPREINTE GÉNÉTIQUE** : La probabilité de caractériser correctement les deux allèles au niveau de chacun des 16 locus microsatellites est supérieure à 99%.

### GENETIC PROFILE SPECIFICATIONS

**GENETIC PROFILE ACCURACY** : The genetic profile is built from allelic combination of 16 microsatellite loci of the ISAG 2006 panel: AHT121, AHT137, AHT171, AHTk211, AHTk253, Amelogenin, CXX279, FH2054, FH2848, INRA21, INU055, REN105L03, REN169D01, REN169O18, REN247M23, REN64E19. At each microsatellite locus, the dog shows two alleles symbolized by a letter (A to Z). When the symbol (-) is present, it indicates that the genetic marker could not be amplified or analysed (this phenomenon is rare but could occur in some breeds or dogs; nevertheless, the remaining markers provide enough information to identify the dog). Probability to obtain different genetic profiles for any individual taken by chance in the population is higher than 99% (except for true twins, for which genetic profiles are identicals). Comparison of two genetic profiles, independently established, allows to verify the genetic identity of a dog. Comparison of genetic profiles between adults and puppies allows to verify their parentage.

**GENETIC PROFILE RELIABILITY** : Probability of correct characterization of two alleles on each of the 16 microsatellite loci is higher than 99%.

